

Stereomicroscopi serie: **STEREOSTUDY**



Stereo microscopi
Ideali per la didattica

Espressamente dedicati all'uso didattico e amatoriale. Ampia gamma con diverse caratteristiche tecniche quali (tipologia di illuminazione ingrandimenti e stativi differenti), per soddisfare gli utilizzatori. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Caratteristiche tecniche	Modelli	OXTD1	OXTD1A	OXTC2B1L OXTC2B1RL
Testata Binoculare verticale		●	●	/
Testata Binoculare inclinata 45° fissa frontale		/	/	●
Testata Binoculare inclinata 45° fissa posteriore		/	/	●
Oculari		WF10x/20mm		
Regolazione diottrica (±5 diottrie) su oculare destro		●	/	/
Regolazione diottrica (±5 diottrie) su oculare sinistro		/	●	●
Distanza interpupillare (48-75mm)		●	●	●
Ingrandimento fisso 2x (20) incrementabili		●	●	/
Ingrandimento a scatto 2x/4x (20/40)		/	/	●
Distanza di lavoro WD (working distance)		80mm		57mm
Messa a fuoco coassiale a pignone e cremagliera comandata da coppia di manopole poste su entrambi i lati dello stativo.		●	●	●
Illuminazione a incandescenza riflessa 12V-10W		/	●	/
Illuminazione a LED regolabile in intensità trasmessa/riflessa con batterie ricaricabili 3X(AA)		/	/	●
Disco base bianco/nero (Ø60mm)		●	●	/
Disco base bianco/nero (Ø95mm)		/	/	●
Disco base in vetro (Ø95mm)		/	/	●
Paraocchi in gomma		●	●	●
Pinzette fermacampioni		●	●	●
Copertina antipolvere		●	●	●
Cavo di rete		/	●	/
Alimentatore DC 4.5V/600mA		/	/	●
<i>Note: ● Standard outfit ○ Optional / non disponibile</i>				



OXTD1



OXTD1A



OXTC2B1L



OXTC2B1RL

Caratteristiche tecniche	Modelli	STUDY124L	OXTC3B1L	OXTC4L
Testata Binoculare inclinata 45° fissa		•	/	/
Testata Binoculare inclinata 45° e ruotabile a 360°		/	•	•
Oculari		WF10x/20mm		
Regolazione diottrica (± 5 diottrie) su oculare sinistro		/	•	/
Regolazione diottrica (± 5 diottrie) su due oculari		•	/	•
Distanza interpupillare (55-75mm)			•	•
Ingrandimento a scatto 1x/2x/4x (20/40)		•	/	/
Ingrandimento a scatto 2x/4x (20/40)		/	•	/
Ingrandimento a zoom 1x~4x (10...40)		/	/	•
Distanza di lavoro WD (working distance)		60mm	80mm	80mm
Maniglia di trasporto		•	/	/
Messa a fuoco coassiale a pignone e cremagliera comandata da coppia di manopole poste su entrambi i lati dello stativo.		•	•	•
Illuminazione a LED 1W trasmessa/riflessa regolabili in intensità luminosa con tasti Touch. L'illuminatore per luce riflessa è orientabile.		•	•	•
Batterie interne ricaricabili NiMH Battery 3.6V 1500mAh		•	/	/
Stativo a colonna		/	•	•
Stativo fisso		•	/	/
Disco base bianco/nero ($\varnothing 95$ mm) e Disco base in vetro ($\varnothing 95$ mm)		/	•	•
Disco base bianco/nero ($\varnothing 60$ mm) e Disco base in vetro ($\varnothing 60$ mm)		•	/	/
Paraocchi in gomma		•	•	•
Pinzette fermacampioni		•	•	•
Copertina antipolvere		•	•	•
Cavo di rete		/	/	/
Note: • Standard outfit ○ Optional / non disponibile				



STUDY124L



OXTC3B1L



OXTC4L

Accessori :

B2-1300	Obiettivo 1X (OXTD-1 / OXTD-1A)
B2-1305	Obiettivo 3X (OXTD-1 / OXTD-1A)
B2-1310	Obiettivo 4X (OXTD-1 / OXTD-1A)
B2-1315	Oculare micrometrico WF 10x
B2-1320	Coppia di oculari H5x
B2-1325	Coppia di oculari WF15x
B2-1330	Coppia di oculari WF20x
B2-1335	Coppia di oculari in gomma
B2-1340	Lente addizionale 0.5x <i>(solo per OXTC-4L)</i>
B2-1345	Lente addizionale 1.5X <i>(solo per OXTC-4L)</i>
B2-1350	Condensatore per campo oscuro completo di pinzetta <i>(escluso OXTD-1 / OXTD-1A)</i>
B2-1355	Lampadina tungsteno <i>(di ricambio per OXTD-1A)</i>
B2-1360	Set lampade di ricambio per luce trasmessa – riflessa “al tungsteno” <i>(di ricambio OXTC2B1)</i>
B2-1365	Set lampade Alogene per luce trasmessa – riflessa <i>(di ricambio OXTC-3B1 / OXTC-4)</i>

*Vuoi collegare una
telecamera a questi
microscopi
vai sui modelli **OMC**
senza l'uso di
adattatori*



OXTC2B1L / OXTC2B1RL
STUDY124L
Funzionano anche a
Batterie ricaricabili

*Nuovo sistema
di regolazione della
luce **Touch** con
indicatore per
OXTC3B1L e OXTC4L*

Distribuito da: **Zetalab s.r.l.** **Zetalab.it**

Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova
Tel 049 2021144 - Fax 049 2021143
www.zetalab.it - email: info@zetalab.it