



ARMADI DI SICUREZZA DI PICCOLE DIMESIONI E PER SOTTO CAPPA



ZETAline

Modello: **ZL-CA1SM** per **PRODOTTI CHIMICI ACIDI**

Certificato a norma EN61010 e EN16121



- Materiale in lamiera di acciaio elettrolitico con uno spessore da 1 a 1,5 mm, piegata a freddo
- 1 Porta con chiusure di sicurezza e serratura
- Predisposizione per la ventilazione attraverso flangia Ø 100 mm
- ISO 3864: Segnaletica con pittogrammi
- Piedini regolabili di livellamento
- Armadio dotato di messa a terra
- Dimensioni esterne mm. 595 x 520 x 620 h
- Dimensioni interne mm. 530 x 430 x 530 h
- Capacità bottiglie da 1 litro: 15
- Peso Kg. 50
- Garanzia 3 Anni

Modello: **ZL-CB1SM** per **PRODOTTI CHIMICI BASI**

Certificato a norma EN61010 e EN16121



- Materiale in lamiera di acciaio elettrolitico con uno spessore da 1 a 1,5 mm, piegata a freddo
- 1 Porta con chiusure di sicurezza e serratura
- Predisposizione per la ventilazione attraverso flangia Ø 100 mm
- ISO 3864: Segnaletica con pittogrammi
- Piedini regolabili di livellamento
- Armadio dotato di messa a terra
- Dimensioni esterne mm. 595 x 520 x 620 h
- Dimensioni interne mm. 530 x 430 x 530 h
- Capacità bottiglie da 1 litro: 15
- Peso Kg. 50
- Garanzia 3 Anni



ZETAline