

# MKUv 1610

## MediLine

Smart  
Monitoring



<b>Volume lordo/utile</b>	142/109 l
<b>Dimensioni esterne in mm (L/P/A)</b>	601/618/820
<b>Dimensioni interne in mm (L/P/A)</b>	440/435/670
Consumo energetico in 365 giorni	273 kWh
Intervallo della temperatura	+10°C a +35°C <sup>1</sup>
Gas refrigerante	R 600a
Rumorosità (potenza sonora)	47 dB(A)
Valore collegamento	1.0 A
Tensione	220-240 V~
Sistema di raffreddamento	ventilato
Sbrinamento	automatico
Vani di temperatura	+5°C
Materiale del corpo esterno/colore	acciaio/bianco
Materiale porta	Acciaio
Materiale contenitore interno	PS termoformato ad uso alimentare
Tipo di comando	Comando elettronico
Display	digitale esterno
Segnale di allarme	ottico e acustico
Interfaccia	RS 485
Contatto a potenziale zero	sì
SmartCoolingHub	
Griglie regolabili di appoggio	3
Maniglia	Maniglia con meccanismo di apertura integrato
Serratura	di serie
Porta a chiusura automatica	sì
Battuta della porta	destra reversibile
Isolamento	40 mm
Peso lordo/netto	42/39 kg
EAN-Nr.	9005382238097

<sup>1</sup> Indicates the ambient temperature at which the device can be operated safely.