

LGex 3410



Volume lordo/utile	310/284 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	601/618/1840
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	420/400/1587
Consumo energetico in 365 giorni	478 kWh
Intervallo della temperatura	+10°C a +35°C ¹
Gas refrigerante	R 600a
Rumorosità (potenza sonora)	45 dB(A)
Valore collegamento	1,5 A
Tensione	220-240 V~
Sistema di raffreddamento	statico
Sbrinamento	manuell
Vani di temperatura	-9°C a -30°C
Materiale del corpo esterno/colore	acciaio/bianco
Materiale porta	Acciaio
Materiale contenitore interno	PS termoformato ad uso alimentare
Tipo di comando	Comando elettronico
Display	digitale esterno
Segnale di allarme	ottico e acustico
Interfaccia	RS 485
Contatto a potenziale zero	sì
SmartCoolingHub	
Numero di cassette	8
Numero massimo di cestelli	8
Griglie di appoggio vano congelatore	8
Altezza scomparti in mm	1 x 185
Maniglia	Maniglia con meccanismo di apertura integrato
Serratura	di serie
Porta a chiusura automatica	sì
Battuta della porta	destra reversibile
Isolamento	77-65 mm
Peso lordo/netto	91/86 kg
EAN-Nr.	9005382237236

LIEBHERR