



# Agitatori a scuotimento

*SHAKING INCUBATOR*

## SKI - 4



**nuovo**

<b>Range di temperatura</b>	Da + 5 °C t.a. ... + 60 °C
<b>Stabilità a 37 °C</b>	0,5 °C
<b>Tipo di ventilazione</b>	forzata
<b>Capacità beute 500 ml /1000 ml</b>	7 – 4
<b>Velocità rpm</b>	40...300
<b>Ampiezza orbita mm</b>	20
<b>Dimensione piattaforma mm</b>	350 x 350
<b>Potenza installata W</b>	500
<b>Dimensioni esterne (L x P x H) mm</b>	500x610x470
<b>Spessore/materiale cupola</b>	8mm/plexiglass
<b>Peso kg</b>	40
<b>Timer</b>	1'-9999 min. e continuo
<b>Sicurezza sovratemperatura</b>	Presente
<b>Controllo sicurezza apertura porta</b>	Presente
<b>CODICE</b>	<b>41102012</b>

Distribuito da:  
**Zetalab s.r.l.**

Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova  
Tel 049 2021144 - Fax 049 2021143  
www.zetalab.it - email: info@zetalab.it

**Zetalab.it**