

Bagni refrigerati



Serie SBF

- Funzione Eco Friendly, il compressore di raffreddamento entra in funzione solo se necessario
- Spegnimento automatico del compressore oltre i 37,0°C
- Predisposizione per il controllo esterno della temperatura.
- Predisposizione per agitazione nella vasca e circolazione esterna in contemporanea
- Comodo rubinetto per l'apertura e la chiusura della circolazione esterna
- Timer digitale da 0 a 99:59 ed infinito
- Il tempo inizia a trascorrere quando lo strumento raggiunge la temperatura di impostata
- Sistema di sicurezza per mancanza di liquido all'interno della vasca
- Facile accesso per mantenere sempre pulito ed efficiente lo strumento

ACCESSORI

| Dati tecnici | | SBF 7 | | | SBF 15 | | |
|---------------------------------|----------|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|
| Capacità | lt | 7 | | | 15 | | |
| Rubinetto vasca | | no | | | no | | |
| Timer digitale | hh:mm | ∞ o 99:59 | | | ∞ o 99:59 | | |
| Temperatura di lavoro | °C | da -30 a +100 | | | da -30 a +100 | | |
| Precisione in vasca | °C | ±0,2 | | | ±0,2 | | |
| Classe di sicurezza | DIN12879 | 2 | | | 2 | | |
| Potenza riscaldante | W | 1300 | | | 1300 | | |
| Potenza refrigeratore | °C | -25 | 0 | 25 | -25 | 0 | 25 |
| | W | 210 | 170 | 260 | 520 | 600 | 850 |
| Soluzione refrigerante | | R134a | | | R134a | | |
| Tipo pompa | | premente | | | premente | | |
| Portata | lt/min | 4 | | | 4 | | |
| Prevalenza | mt | 2,5 | | | 2,5 | | |
| Dimensioni sul fondo LxPxH | mm | 100x250x200 | | | 250x290x200 | | |
| Dimensioni utili in vasca LxPxH | mm | 100x150x200 | | | 250x190x200 | | |
| Dimensioni esterne | mm | 300x440x650 | | | 440x475x650 | | |
| Alimentazione | V/Hz | 220-240/50-60 | | | 220-240/50-60 | | |
| Peso | kg | 31 | | | 41 | | |
| Codice | | 612.1050.07 | | | 612.1050.15 | | |

Rotelle

Codice

612.1050.31

Tubo per circolazione esterna 1,5 m

Codice

612.1050.33

Liquido per criostato -30+80°C

Codice

612.1050.35

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.

Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova
Tel 049 2021144 - Fax 049 2021143
www.zetalab.it - email: info@zetalab.it

Zetalab.it