

Contacolonie – Astor 20

Astor 20 è un contacolonie presso-sensibile. Questa caratteristica permette all'operatore di effettuare comodamente il conteggio delle colonie cresciute sulla superficie di un terreno di coltura agarizzato in piastra, semplicemente marcando le colonie stesse con un qualsiasi pennarello sul fondo della piastra Petri posta sulla membrana retroilluminata dell'Astor 20. La membrana presso-sensibile rileverà la pressione del pennarello sulla piastra e aumenterà il conteggio che appare nell'apposito visore-numeratore. La retroilluminazione avviene mediante LED: questa nuova tecnologia permette una miglior diffusione della luce, maggior durata e un consumo di corrente irrisorio (2 Watt, in totale). Astor 20 accoglie piastre Petri di diametro fino a 110 mm.



Caratteristiche tecniche:

- ⊕ Visore-numeratore contacolpi a 5 cifre, con tasto Reset
- ⊕ Segnalatore acustico di avvenuto conteggio
- ⊕ Membrana presso-sensibile retroilluminata
- ⊕ Sistema di conteggio a pressione: nessun pennarello dedicato
- ⊕ Diametro piastre Petri: max. 110 mm
- ⊕ Riduttore per piastre Petri di diametro 90 mm
- ⊕ Consumo di corrente irrisorio: 2 Watt

Cod. nr. 67175

Contacolonie Astor 20

Accessori:

Cod. nr. 66131

Lente d'ingrandimento da tavolo con lampada a braccio flessibile

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.

Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova
Tel 049 2021144 - Fax 049 2021143
www.zetalab.it - email: info@zetalab.it

Zetalab.it