

Gruppo termostatico - Astor 800/D

Il gruppo termostatico digitale Astor 800/D è applicabile a vasche di varie dimensioni e volumi per la creazione di bagnomaria personalizzati. Il suo termoregolatore digitale garantisce che la temperatura selezionata sia mantenuta accuratamente. Grazie alla sua elevata stabilità di temperatura, Astor 800/D è eccellente per la termostatazione di terreni di coltura o per tutte le altre applicazioni dove è richiesto un bagnomaria.

Caratteristiche tecniche:

- ✦ Struttura in alluminio verniciata a fuoco
- ✦ Controllo della temperatura mediante termoregolatore elettronico
- ✦ Display digitale con risoluzione 0,1°C
- ✦ Ventola d'agitazione dell'acqua per una perfetta omogeneità della temperatura nel bagnomaria
- ✦ Dispositivo di sicurezza per prevenire le sovratemperature da mancanza d'acqua
- ✦ Ambito di temperatura impostabile: da +5°C sopra l'ambiente a 100°C
- ✦ Precisione: migliore di 0,5°C

