

AGITATORI PER PROVETTE

Agitatori a piatto rotante



F205



Ideale per l'utilizzo in laboratori per protocolli preparativi



Adatto per utilizzi in incubatori refrigerati



Regolazione dell'angolo di rotazione



Controllo digitale della velocità
Timer digitale da 0a 540 min o infinito



Movimento antiorario e alternato
con 5 diverse angolazioni.

*Lo strumento non include il piatto

Dati tecnici		F205	F205 G
Velocità di rotazione	rpm	tra 2 e 40	tra 2 e 40
Timer	min	0 ÷ 540 o ∞	0 ÷ 540 o ∞
Display		digitale	digitale
Controllo della rotazione		digitale	digitale
Temperatura di esercizio	°C	da +4 to +60	da +4 to +60
Movimento		orario	orario - antiorario regolazione dell'angolo di rotazione 120° 180° 240° 300° 360°
Potenza	W	80	80
Dimensioni L×P×H	mm	210 x270x240	210x270x240
Peso	kg	3,2	3,2
Codice		603.0129.26	603.0129.28

V/HZ 220/240-50/60

CLASSE DI SICUREZZA 0

CLASSE DI PROTEZIONE IP 30


ACCESSORI



Piatto rotante portaprovette

Codice	n. provette	per ml
603.0129.41	48	1,5 (Ø 10÷14)
603.0129.42	12	50 (Ø 21÷29)

Codice	n. provette	per ml
603.0129.43	20	15(Ø15÷20)



Rack portatubi per colture cellulari

Codice	n. tubi	Ø mm
603.0129.44	63	12
603.0129.45	63	16
603.0129.46	30	26

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.

Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova
Tel 049 2021144 - Fax 049 2021143
www.zetalab.it - email: info@zetalab.it

Zetalab.it