



Elettrodo di pH combinato al gel per Sension+ con attacco a vite S7 per matrici acquose pulite.

Codice articolo: LZW5200.97.0002

Elettrodo di pH combinato al gel con diaframma ceramico per Sension+ da banco, bassa manutenzione, corpo in plastica, pH 0...14, 0...80 °C. Corpo in policarbonato con attacco S7 a vite.

Questo elettrodo a bassa manutenzione è utilizzabile in matrici acquose pulite. Un cappuccio protettivo previene ogni rottura ed evita ogni sovrappressione sul diaframma.

Specifiche tecniche

Accuratezza:	0.02 pH con strumento pH3
Connettore:	Attacco a vite S7
Diametro:	12 mm
Dimensioni (DXL):	12 mm x 130 mm
Giunzione sonda:	Pin ceramico
Intervallo di misura:	0 - 14 pH
Intervallo di temperatura:	0 - 80 °C
lunghezza:	130 mm
Materiale:	Corpo sensore: policarbonato
Parametro:	pH
soluzione di riempimento:	n.a.
Tipo:	Lab
tipo di sensore:	Vetro
Tipo di sonda:	Laboratorio

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.

Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova
Tel 049 2021144 - Fax 049 2021143
www.zetalab.it - email: info@zetalab.it

Zetalab.it