



## 9651 Elettrodo ISE , Cloruro (Cl-), cavo fisso 1 m, BNC

Codice articolo: LZW9652.97.0002

Disponibile

Ion-selective indicator electrode for Chloride measurements. Range 1-35,000 mg/L Cl<sup>-</sup>, 5-50 °C. With 1m cable and BNC connector.

---

### Specifiche tecniche

caratteristica speciale:	Dry storage & fast response time. No replacement membranes.
Connettore:	BNC
Diametro:	12 mm
Dimensioni (DXL):	12 mm x 120 mm
Giunzione sonda:	-
Intervallo di misura:	1 mg/L ( $3 \times 10^{-6}$ M) - 35,500 mg/L (1 M) Cl <sup>-</sup>
Intervallo di temperatura:	5 - 50 °C
lunghezza:	120 mm
Lunghezza del cavo:	1 m
Materiale:	Sensor Body: Epoxy
Parametro:	Chloride
richiesto ISA:	2318069
soluzione di riempimento:	-
Tipo:	Lab ISE, riferimento necessario
tipo di sensore:	Solid-state crystal membrane
Tipo di sonda:	Laboratory Half-Cell ISE

---

### Accessori richiesti

- Chloride Ionic Strength Adjustor (ISA) Buffer Powder Pillows, pk/100 (Item 2318069)
- Elettrodo di riferimento Sension+ per ISE, diaframma in ceramica, connettore a banana (Item LZW5044.97.0002)

Distribuito da:  
**Zetalab s.r.l.**

Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova  
Tel 049 2021144 - Fax 049 2021143  
www.zetalab.it - email: info@zetalab.it

**Zetalab.it**