



## 9654 Elettrodo ISE, Fluoruro (F-), cavo fisso 1m, BNC

Codice articolo: LZW9655.97.0002

Disponibile

Ion-selective indicator electrode for Fluoride measurements. Range 0.02-20,000 mg/L F<sup>-</sup>, 5-50 °C. With 1m cable and BNC connector.

---

### Specifiche tecniche

caratteristica speciale:	Dry storage & fast response time. No replacement membranes.
Connettore:	BNC
Diametro:	12 mm
Dimensioni (DXL):	12 mm x 120 mm
Giunzione sonda:	-
Intervallo di misura:	0.02 mg/L - 20,000 mg/L F <sup>-</sup>
Intervallo di temperatura:	5 - 50 °C
lunghezza:	120 mm
Lunghezza del cavo:	1 m
Materiale:	Sensor Body: Epoxy
Parametro:	Fluoride
richiesto ISA:	258999
soluzione di riempimento:	-
Tipo:	Lab ISE, riferimento necessario
tipo di sensore:	Solid-state crystal membrane
Tipo di sonda:	Laboratory Half-Cell ISE

---

### Accessori richiesti

- Elettrodo di riferimento Sension+ per ISE, diaframma in ceramica, connettore a banana (Item LZW5044.97.0002)
- Fluoride Ionic Strength Adjustor (ISA) Powder Pillows, 100/pk (Item 258999)

Distribuito da:  
**Zetalab s.r.l.**

Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova  
Tel 049 2021144 - Fax 049 2021143  
www.zetalab.it - email: info@zetalab.it

**Zetalab.it**