



MINI MICROCENTRIFUGA MULTISPIN 12



MULTISPIN 12		
Dimensioni esterne		
Larghezza	mm	176
Altezza	mm	122
Profondità	mm	196
Peso	kg	1,5
Prestazioni		
Velocità massima	rpm	12.000
Incrementi velocità	rpm	1.000
Forza centrifuga massima	xg	7.900
Timer	min.	1÷99
Capacità massima	ml	6 x 2 ; 6 x 0,5 ; 6 x 0,2
Rotori	tipo	A 6-2 (6 x 2 ; 6 x 0,5 ; 6 x 0,2 ml)
	tipo	PCR 2-8 (2 strip da 8 provette PCR da 0,2 ml)
Tensione di alimentazione	Volt	230
Livello di rumorosità	db	≤ 45db