



## Elettrodo per ORP da banco Sension+, 5056, manutenzione ridotta, filo in platino, corpo in vetro

Codice articolo: LZW5056.97.0002

Elettrodo per ORP/Redox con filo in platino. Corpo in vetro. Range  $\pm 2000$  mV, 0 - 80 °C. Manutenzione ridotta. Per misuratore da banco.

---

### Specifiche tecniche

Accuratezza:	0,2 mV con misuratore MM374
Connettore:	BNC
Diametro:	12 mm
Dimensioni (DXL):	12 mm x 130 mm
Giunzione sonda:	Pin in ceramica
Intervallo di misura:	$\pm 2000$ mV
Intervallo di temperatura:	0 - 80 °C
lunghezza:	130 mm
Lunghezza del cavo:	1 m
Materiale:	Corpo sensore: in vetro
Parametro:	ORP
soluzione di riempimento:	Gel non ricaricabile
Tipo:	Lab
tipo di sensore:	Platino
Tipo di sonda:	Laboratorio