



ARMADI DI SICUREZZA PER PRODOTTI CHIMICI

Conformi alla norma EN 61010 e CEI 66-5



ZETAline

Modello: ZL-AB1CON

Conformi alla norma EN 61010 e CEI 66-5



Materiale: lamiera metallica di 1,5 mm rivestita di polveri antiacide con successivo passaggio termico a 200°C. Spessore rivestimento superiore a 90 micron RAL 7035

- 1 Porta con chiusura di sicurezza e serratura
- 3 ripiani a vaschetta in acciaio verniciato
- Ripiani con angoli saldati a tenuta in acciaio
- Capacità di carico di 80 Kg
- Cartelli conformi alle norme ISO 3864
- Apertura porte con angolo di 110°
- Dimensioni esterne mm. 600 x 600 x 1950 h
- Capacità Bottiglie da 1Lt.: 110
- Peso Kg. 68
- Garanzia 3 Anni

Modello: ZL-AB2CON

Conformi alla norma EN 61010 e CEI 66-5



Materiale: lamiera metallica di 1,5 mm rivestita di polveri antiacide con successivo passaggio termico a 200°C. Spessore rivestimento superiore a 90 micron RAL 7035

- 2 Porte con chiusura di sicurezza e serratura
- 3 ripiani a vaschetta in acciaio verniciato
- Ripiani con angoli saldati a tenuta in acciaio
- Capacità di carico di 80 Kg
- Cartelli conformi alle norme ISO 3864
- Apertura porte con angolo di 110°
- Dimensioni esterne mm. 1140 x 600 x 1950 h
- Capacità Bottiglie da 1Lt.: 200
- Peso Kg. 125
- Garanzia 3 Anni



ZETAline