



ARMADI DI SICUREZZA PER PRODOTTI CHIMICI

Certificati a norma EN 61010-1 CEI 66-5



ZETAline

Modello: ZL-AB1K

Certificato a norma EN 61010-1 CEI 66-5



- Materiale: agglomerato idrofugo rivestito in laminato plastico HPL ignifugo F1 con bordi arrotondati
- 1 Porta con chiusura di sicurezza e serratura
- Cartelli di sicurezza
- 3 Ripiani in materiale plastico a vaschetta
- Completo di Elettroaspiratore e filtro a carbone attivo
- Dimensioni esterne mm. 600 x 600 x 1600 h
- Dimensioni interne mm. 550 x 550 x 1500 h
- Peso Kg. 70
- Garanzia 3 Anni

Modello: ZL-AB2K

Certificato a norma EN 61010-1 CEI 66-5



- Materiale: agglomerato idrofugo rivestito in laminato plastico HPL ignifugo F1 con bordi arrotondati.
- 2 Porte reversibili con chiusure di sicurezza e serrature
- Divisorio centrale
- Cartelli di sicurezza
- 4 Ripiani in materiale plastico a vaschetta (2 per parte)
- Completo di Elettroaspiratore e filtro a carbone attivo
- Dimensioni esterne mm. 1140 x 600 x 1900 h
- Dimensioni interne mm. 1080 x 550 x 1500 h
- Peso Kg. 105
- Garanzia 3 Anni



ZETAline