

## HI 3896BP

### Backpack Lab™ – Zaino con test kit combinato analisi del suolo (settore didattico)



#### Descrizione

In uno zainetto tutto ciò che gli studenti devono sapere sul suolo!

HANNA instruments® introduce il secondo kit confezionato specificamente per l'uso di insegnanti e studenti di scienze ambientali. Partendo dall'uso del fondamentale kit combinato HANNA instruments® per l'agricoltura, il nuovo kit sulla qualità del suolo, è stato pensato per fornire agli insegnanti uno strumento completo per rendere familiare agli studenti importanti test chimici per la valutazione della qualità e fertilità del suolo e mettere in relazione queste misure col metabolismo delle piante. I componenti vengono forniti con una esaustiva guida per gli insegnanti che include informazioni approfondite su ogni parametro, attività di classe e procedure dettagliate per il test sul campo.

Combinando l'esperienza HANNA instruments® nello sviluppo e nella produzione di strumenti di misura per applicazioni industriali, questo test kit risponde ad importanti questioni legate alla qualità del suolo ed alle moderne pratiche agricole. Esempi reali aiutano gli studenti a capire l'importanza dei macronutrienti e di altri parametri della vita quotidiana. Il kit è quindi un'approfondita introduzione ai maggiori temi sulla qualità del suolo, ed è presentato in un formato semplice all'uso che rende le lezioni comprensibili.

#### Specifiche

Parametro	Valore
Applicazione:	Agricoltura
Parametro:	pH
Parametro:	Azoto
Parametro:	EC
Parametro:	Fosforo
Parametro:	TDS
Parametro:	Potassio
Parametro:	Temperatura

#### Accessori consigliati



[HI 3896-025](#)

**Reagenti di ricambio per test kit HI 3896 (25 test)**

Reagenti di ricambio per kit HI 3896 per l'analisi del suolo con soluzione estraente (25 test)

---



[HI 38073-100](#)

**Reagenti di ricambio per test kit HI 38073**

Reagenti di ricambio per kit HI 38073 per l'analisi del fosforo (100 test)

---



[HI 38082-100](#)

**Reagenti di ricambio per test kit HI 38082**

Reagenti di ricambio per kit HI 38082 per l'analisi del potassio nel suolo (100 test)

---

## Accessori

---

[HI 3896-025](#) **Reagenti di ricambio per test kit HI 3896 (25 test)**

Reagenti di ricambio per kit HI 3896 per l'analisi del suolo con soluzione estraente (25 test)

---

## In dotazione

---