


SETACCIATORE MULTIDIMENSIONALE


IG/1/S 300



Sistema di Chiusura Rapido con Pommelli Grip Plus



Setacci Certificati in Acciaio Inox



Particolare Pannello di controllo in Alluminio Anodizzato nero a finitura fine



Verinciatura a Triplo Strato antiacido

SETACCIATORE multidimensionale ad alta efficienza rif 'IG/1/S/300' realizzato secondo le normative (salvo modifiche): UNI - ASTM - DIN - DIN - BS - TYLER - GOST -NF con motorizzazione meccanica potenziata, idoneo a portare in setacciatura n. 5 Setacci diam. 300 mm. altezza 65 mm. + fondo raccoglitore e coperchio
L'alta silenziosità lo rende il Setacciatore alta capacità ideale per il laboratorio analisi.



Caratteristiche costruttive:

- Fondo raccoglitore e coperchio in acciaio Inox
- Piano portante interno, in profilato di acciaio trattato, verniciato anti-acido
- Cabina esterna in acciaio ad alto spessore trattata e verniciata antiacido.
- Dispositivo di bloccaggio realizzato in AL anodizzato con pommelli Grip Plus

Pannello di comando comprendente:

- Pulsanti Big Touch START - STOP
- Lampade spia di segnalazione
- Interruttore Magnetotermico generale di sicurezza
- Timer elettronico autoriprogrammabile

Modello	IG/1/S 300
Peso	7 0 Kg
Setacci nr.	5+FC
Alimentazione	220 V - 50Hz
Dimensioni	500*450*850mm