

# SETACCIATORE MULTIDIMENSIONALE

## IG/3 EXPORT

### LINEA SETACCIATORI

I setacciatori Giuliani vengono prodotti secondo le normative:  
UNI - ASTM - DIN - BS - ISO - TYLER -GOST -NF con motorizzazioni meccaniche potenziata e silenziate.

Caratteristiche costruttive:

- Piano portante interno, in profilato di acciaio trattato, verniciato anti-acido
- Protezione esterna in lamiera di acciaio di adeguato spessore e trattata e verniciata anti-acida con resina epossidica
- Piano porta setacci in fusione di AL trattato
- Aste di allineamento in tubolare di acciaio inox a spessore
- Dispositivo di bloccaggio realizzato il AL anodizzato



IG/3 EXPORT

Setacciatore meccanico multi-dimensionale normalizzato con frequenza di 3000 cicli/min. con motorizzazione meccanica e gruppo silenziatore. Cabinetta di controllo completa di:

- Interruttore Magnetotermico di sicurezza;
- Lampade spia di segnalazione;
- Pulsanti START STOP;
- timer multiscala autoriprogrammabile.

Modello	Dimensioni	Setacci	Peso	Alimentazione
Mod.	Mm.	N°	Kg.	V
IG/3 EXPORT	300*400*750	7+F/C	50	220-50Hz