

Stereomicroscopi serie: **STEREOLINE**



High quality image
Excellent performance

Gli stereomicroscopi 745, sono microscopi dedicati all'uso professionale, grazie alle ottime caratteristiche tecniche, li rendono strumenti versatili ad ogni utilizzo.

Il sistema ottico zoom è uguale per tutti i modelli.

Caratteristiche tecniche	Modelli	SZ745B	SZ745T
Testata Binoculare inclinata 45° e ruotabile a 360°		●	/
Testata Trinoculare inclinata 45° applicazioni foto-video. e ruotabile a 360°		/	●
Oculari Extra wide field EWF10x/22mm		●	●
Regolazione diottrica (±5 diottrie)		●	●
Distanza interpupillare (54-76m)		●	●
Zoom range 0.7x ... 4,5x (7x – 45x)		●	●
Distanza di lavoro 100 mm (WD)		●	●
Messa a fuoco coassiale a pignone e cremagliera		●	●
Illuminazione alogeno Trasmessa/Riflessa 12V 15W regolabile e orientabile		●	●
Stativo con illuminazione riflessa/trasmessa		●	●
Insero trasparente (Ø100mm)		●	●
Altezza colonna 248mm		●	●
Paraocchi in gomma		●	●
Pinzette fermacampioni		●	●
Copertina antipolvere		●	●
Cavo di rete		●	●
Dimensione stativo: 240x240x73mm		●	●
<i>Note: ● Standard outfit ○ Optional / non disponibile</i>			

Accessori :

745B	Testa Binoculare zoom 0.7x - 4.5x
745T	Testa Trinoculare zoom 0.7x - 4.5x
745FS	Sistema di messa a fuoco per testate 745B / 745T
745LP	Lente di protezione obiettivo
74505	Obiettivo aggiuntivo 0,5x
7452	Obiettivo aggiuntivo 2x