

## Microscopi serie: **METALMICROSCOPE**

---



**Microscopio per  
ispezione**

Il microscopio OM2D, grazie alla sua lunga distanza di lavoro, è ideale per ispezioni su schede elettroniche e componentistica. Braccio snodabile per decidere la miglior inclinazione da utilizzare. Illuminazione a LED indirizzabile grazie al braccio snodato.



Caratteristiche tecniche	Modelli	OM2D
Testata Binoculare inclinata <b>45°</b> fissa		●
Oculari		<b>WF10x/20mm</b>
Regolazione diottrica ( $\pm 5$ diottrie)		●
Distanza interpupillare (55-75mm)		●
Ingrandimento fisso <b>1x</b> (10) incrementabili		●
Messa a fuoco coassiale a pignone e cremagliera comandata da coppia di manopole poste su entrambi i lati dello stativo.		●
Distanza di lavoro WD (working distance)		<b>230mm</b>
Illuminazione a <b>LED</b> orientabile, 1 braccio		●
Copertina antipolvere		●
Cavo di rete		●
<i>Note: ● Standard outfit ○ Optional / non disponibile</i>		

## Accessori:

<b>B2-1250</b>	Obiettivo 0,5x LWD 250mm
<b>B2-1260</b>	Obiettivo 2x LWD 80mm