

# Illuminatore a LED

## Modello: **TL-200**



---

### Caratteristiche Tecniche

---

- Illuminatore a LED a doppio braccio snodato autoportante.
- Regolazione intensità luminosità mediante reostato.
- Lunghezza bracci flessibili 280mm.
- Diametro bracci flessibili 5mm.
- N°1 LED ad alta luminosità (per braccio), con lente condensatrice.
- Peso strumento: 700g
- Interruttore ON/OFF
- Condizioni di utilizzo da 0 °C a + 40 °C .