



■ Frigotermostato Serie FTF

- Ideale per applicazioni BOD
- Sistema a ventilazione forzata
- Controllo di temperatura tramite microprocessore ad azione PID e sonda PT100
- Struttura esterna in lamiera d'acciaio verniciato con povere epossidica
- Struttura interna in ABS e senza giunture
- Sistema di raffreddamento controllato da una valvola elettronica



Dati tecnici		FTF 90	FTF 220
Capacità	lt	54	260
Ripiani in dotazione	n°	2	5
Temperatura d'esercizio	°C	+4,0 ÷ +55,0	+4,0 ÷ +55,0
Risoluzione	°C	0,1	0,1
Precisione	°C	±0,5	±0,5
Uniformità	°C	±1,0	±1,0
Potenza	W	120	450
Compressore	HP	1/6	1/4
Gas refrigerante		R134a	R134a
Prese interne 230V-50/60Hz	n°	2	4
Classe di protezione	IP	42	42
Classe di sicurezza		0	0
Misure interne LxPxH	mm	450x270x448	470x470x1200
Misure esterne LxPxH	mm	540x540x650	600x600x1850
Alimentazione	V/Hz	230/50-60	230/50-60
Codice		720.2072.09	720.2072.22