



MINI INCUBATORI SERIE ICT-P MINI INCUBATORS ICT-P SERIES




Il nuovo incubatore è uno strumento portatile che soddisfa il bisogno di tempestività e immediatezza per le rilevazioni da campo, consentendo anche l'applicazione da banco ad un costo nettamente conveniente.

**2 ANNI
DI GARANZIA**

**2 YEARS OF
WARRANTY**

The new incubator is a portable instrument that satisfies the need for timeliness and immediacy for field surveys, while also allowing the bench application at a much cheaper cost.

Dati tecnici / Technical data		ICT-P
Capacità / Capacity	lt	18
Temperatura / Temperature	°C	10 to 65
Precisione / Precision	37°C	±0,2°C
Risoluzione / Setting accuracy	°C	0,1
Uniformità / Uniformity	°C	0,1
Stabilità / Stability	°C	± 0,2
Timer	h	10000
Risoluzione timer / Rimer Resolution	s	1
Impostazione di riscaldamento e raffreddamento Selection on heating and cooling		automatically detected
Dim. interne LxPxH / Internal Dimension LxWxH	cm	27,5x18,5x33,5
Dim. esterne LxPxH / External Dimension LxWxH	cm	29,5x35x46,5
Peso / Weight	kg	6
Potenza / Power	W	60
Alimentazione tradizionale Bench power supply	V Hz	100 to 240 50-60
Alimentazione portatile Portable power supply	V	12
Codice / item		720.2070.00



inclusa alimentazione di corrente portatile e tradizionale
bench and portable power supply included

FALC INSTRUMENTS s.r.l.

Via G. M. Compagnoni, 2 | 24047 Treviglio (BG) - Italy | +39 0363 304660 | falc@falcinstruments.it | falcinstruments.it