

## ARMADIO DI SICUREZZA CHEMISAFE MOD. CS 60 A+B BASIC PLUS



ARMADIO PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI CHIMICI ACIDI E BASI  
CONFORME ALLA NORMA EN 61010-1 CEI 66-5 CERTIFICATO BV n° 180/00C EN14727  
DPR 303/56; DPR 577/82 MARCHIO CE

Costruito completamente in lamiera di acciaio elettrozincata (Skin passat) FE P01 spessore 10/10 mm. pressopiegata a freddo e verniciata, previo trattamento di sgrassaggio, con una prima applicazione di fondo epossidico e con 2 successive applicazioni di polveri termoindurenti e successivo passaggio in galleria termica a 200° C.

Costruzione di tipo "monolitico" con divisione in due scomparti separati: 1 per ACIDI, 1 per BASI; alla base piedini per la messa a livello dell'armadio.

2 porte tamburate reversibili costruite come sopra completa di maniglia con chiusura di sicurezza e serratura. Apertura a 110 ° che permette l'estrazione del ripiano senza doverlo inclinare.

Cartelli di sicurezza che indicano la presenza di prodotti pericolosi e tossici oltre ad indicare i limiti di portata e di prodotto da stoccare.

- SCOMPARTO SUPERIORE

- 2 RIPIANI A VASCHETTA PER ACIDI in acciaio verniciato c.s. spessore 10 /10 mm. per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori. Dim. mm. 490 x 550. Regolazione a cremagliera dell'altezza.

- SCOMPARTO INFERIORE

- 2 RIPIANI A VASCHETTA PER BASI in acciaio INOX spessore 10/10 mm. per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori. Dim. mm. 490 x 550. Regolazione a cremagliera dell'altezza.

- Dimensioni esterne mm. 600 x 600 x 1900 h

- Dimensioni interne: mm. 550 X 550 X 800 h ( X 2 )

- Peso: Kg. 105