

PLUS



Struttura robusta e modularità evoluta

La linea PLUS offre le stesse caratteristiche costruttive e di robustezza della linea di punta CHEMIPRO, ma con più capacità di stoccaggio, proponendo una soluzione flessibile e modulare per lo stoccaggio sicuro di acidi e basi. Realizzati con struttura in acciaio ad alta resistenza e rivestimenti interni in materiale anticorrosione, gli armadi PLUS garantiscono un'elevata protezione contro agenti chimici aggressivi e un'affidabilità duratura nel tempo.

Ogni modello è predisposto per il collegamento a impianti di aspirazione esterni e può essere equipaggiato con sistemi di ventilazione a espulsione o a ricircolo, in base alle esigenze operative e alle caratteristiche dell'ambiente di installazione. Questa versatilità consente di integrare l'armadio in impianti esistenti o di configurarlo come postazione autonoma con aspiratore opzionale, mantenendo sempre elevati standard di sicurezza e comfort ambientale. La dotazione comprende ripiani regolabili a vaschetta in materiale PLASCOAT® anticorrosione, porte a chiusura di sicurezza e predisposizione per filtri chimici, garantendo un controllo efficace delle emissioni e una gestione ordinata dei prodotti pericolosi.

Pensata per crescere con le tue esigenze, la linea PLUS combina struttura robusta e flessibilità d'impianto, pronta a integrarsi in qualsiasi sistema di aspirazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Completamente realizzato in lamiera di acciaio elettrolitico dello spessore di 10/10 mm, piegata a freddo Grigio RAL 7035
- Finitura esterna realizzata in resina epossidica resistente agli acidi e passaggio attraverso un tunnel termico a 200 °C
- Costruzione in un unico pezzo con piedini regolabili per livellare l'armadio
- Porte semplici a battente o con doppio strato
- Serratura e chiave
- Maniglia a sinistra
- Apertura della porta con un angolo di 110° che consente di estrarre i ripiani senza inclinarli
- Dotato di ripiani fissi in acciaio plastificato/verniciato/inox regolabili in altezza
- Possibilità di avere alcuni ripiani scorrevoli L 600/1200 mm
- Possibilità di avere un vassoio di ritenzione sul fondo dell'armadio
- Collare di connessione Ø 125 mm
- Pittogrammi standardizzati secondo le norme ISO 3864
- Conformità alle norme EN61010-1, EN16121 e CEI 66-5

CS103P



CS104P/3C



CS104PG/4C



SMART CHOICE:

La soluzione certificata per la conservazione di tutte le famiglie di prodotti chimici.

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE (LxPxA) mm	DIMENSIONI INTERNE (LxPxA) mm	ACCESSORI IN DOTAZIONE	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO (bottiglie da 1L)	PESO (kg)
CS103P	CS 60 PLUS (1 PORTA)	600x600x1950	595x567x1864	3 ripiani in acciaio plastificato	100	80
CS103PG	CS 60 PLUS (1 PORTA VETRO)	600x600x1950	595x567x1864	3 ripiani in acciaio plastificato	100	80
CS109P	CS 90 PLUS (1 PORTA)	900x600x1950	895x567x1864	3 ripiani in acciaio plastificato	150	100
CS109PG	CS 90 PLUS (1 PORTA VETRO)	900x600x1950	895x567x1864	3 ripiani in acciaio plastificato	150	100
CS106P	CS 120 PLUS (2 PORTE)	1140x600x1950	1025x567x1864	3 ripiani in acciaio plastificato	200	120
CS106PG	CS 120 PLUS (2 PORTE VETRO)	1140x600x1950	1025x567x1864	3 ripiani in acciaio plastificato	200	120
CS104P/2C	CS 60 A+B PLUS (2 PORTE / 2 SCOMPARTI)	600x600x1950	595x567x930+930	Acidi: 2 ripiani in acciaio plastificato Basi: 2 ripiani in acciaio inox	140	80
CS104PG/2C	CS 60 A+B PLUS (2 PORTE VETRO / 2 SCOMPARTI)	600x600x1950	595x567x930+930	Acidi: 2 ripiani in acciaio plastificato Basi: 2 ripiani in acciaio inox	140	85
CS104P/3C	CS 60 A+B+T PLUS (3 PORTE / 3 SCOMPARTI)	600x600x1950	595x567x618+618+618	Acidi: 2 ripiani in acciaio plastificato Basi: 2 ripiani in acciaio inox Tossici: 2 ripiani in acciaio verniciato	210	85
CS104PG/3C	CS 60 A+B+T PLUS (3 PORTE VETRO / 3 SCOMPARTI)	600x600x1950	595x567x618+618+618	Acidi: 2 ripiani in acciaio plastificato Basi: 2 ripiani in acciaio inox Tossici: 2 ripiani in acciaio verniciato	210	100
CS104P/4C	CS 120 A+B+T+N PLUS (4 PORTE / 4 SCOMPARTI (2+2))	1140x600x1950	568+568x567x930+930	Acidi: 2 ripiani in acciaio plastificato Basi: 2 ripiani in acciaio inox Tossici: 2 ripiani in acciaio verniciato Nocivi: 2 ripiani in acciaio verniciato	280	150
CS104PG/4C	CS 120 A+B+T+N PLUS (4 PORTE VETRO / 4 SCOMPARTI (2+2))	1140x600x1950	568+568x567x930+930	Acidi: 2 ripiani in acciaio plastificato Basi: 2 ripiani in acciaio inox Tossici: 2 ripiani in acciaio verniciato Nocivi: 2 ripiani in acciaio verniciato	280	150
CS106PAB	CS 120 A+B PLUS (2 PORTE / 2 SCOMPARTI)	1140x600x1950	503+503x567x1864	Acidi: 3 ripiani in acciaio plastificato Basi: 3 ripiani in acciaio inox	200	145
CS106PABG	CS 120 A+B PLUS (2 PORTE VETRO / 2 SCOMPARTI)	1140x600x1950	503+503x567x1864	Acidi: 3 ripiani in acciaio plastificato Basi: 3 ripiani in acciaio inox	200	145
CS103PS	CS 60 PLUS (1 PORTA) CON RIPIANI SCORREVOLI	600x600x1950	595x567x1864	3 ripiani in acciaio plastificato	100	85
CS103PGS	CS 60 PLUS (1 PORTA VETRO) CON RIPIANI SCORREVOLI	600x600x1950	595x567x1864	3 ripiani in acciaio plastificato	100	85
CS106PS	CS 120 PLUS (2 PORTE / 2 SCOMPARTI) CON RIPIANI SCORREVOLI	1140x600x1950	503+503x567x1864	3 ripiani in acciaio plastificato per scomparto	200	145
CS106PGS	CS 120 PLUS (2 PORTE VETRO / 2 SCOMPARTI) CON RIPIANI SCORREVOLI	1140x600x1950	503+503x567x1864	3 ripiani in acciaio plastificato per scomparto	200	145

ACCESSORI (opzionale)

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (LxPxA) mm	VOLUME DI RITENZIONE (LITRI)	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO (bottiglie da 1L)
RIPCS60	Ripiano in acciaio plastificato per armadio CS103P, CS104P/2C, CS104P/3C, CS104P/4C, CS106PAB	485x545x30	7	35
RIPCS90	Ripiano in acciaio plastificato per armadio CS109P	-	-	-
RIPCS120	Ripiano in acciaio plastificato per armadio CS106P	1025x545x30	16	70
RIPX60	Ripiano in acciaio inox per armadio CS103P, CS104P/2C, CS104P/3C, CS104P/4C, CS106PAB	485x545x30	7	35
RIPX90	Ripiano in acciaio inox per armadio CS109P	-	-	-
RIPX120	Ripiano in acciaio inox per armadio CS106P	1025x545x30	16	70
RIPCS60V	Ripiano in acciaio verniciato per CS104P/3C, CS104P/4C	-	-	-
RIP60SC	Telaio su guide per ripiano scorrevole (ripiano escluso), per armadio CS103P, CS104P/2C, CS104P/3C, CS104P/4C, CS106PAB	-	-	-
RIPCS60SC	Ripiano scorrevole in acciaio plastificato per telaio RIP60SC	-	-	-
RIPXCS60SC	Ripiano scorrevole in acciaio inox per telaio RIP60SC	-	-	-
RIP90SC	Telaio su guide per ripiano scorrevole (ripiano escluso), per armadio CS109P	-	-	-
RIPCS90SC	Ripiano scorrevole in acciaio plastificato per telaio RIP90SC	-	-	-
RIPXCS90SC	Ripiano scorrevole in acciaio inox per telaio RIP90SC	-	-	-
RIP120SC	Telaio su guide per ripiano scorrevole (ripiano escluso), per armadio CS106P	-	-	-
RIPCS120SC	Ripiano scorrevole in acciaio plastificato per telaio RIP120SC	-	-	-
RIPXCS120SC	Ripiano scorrevole in acciaio inox per telaio RIP120SC	-	-	-
RIPCS60VSC	Ripiano scorrevole in acciaio verniciato per telaio RIP60SC	-	-	-
RIP60PP	Ripiano in polipropilene da mettere all'interno del ripiano standard per armadio CS103P, CS104P/2C, CS104P/3C, CS104P/4C, CS106PAB	485x545x30	7	35
RIP90PP	Ripiano in polipropilene da mettere all'interno del ripiano standard per armadio CS109P	-	-	-
RIP120PP	Ripiano in polipropilene da mettere all'interno del ripiano standard per armadio CS106P	1025x545x30	16	70
VACS60	Vasca di fondo in acciaio plastificato per armadio CS103P, CS104P/2C, CS104P/3C, CS104P/4C, CS106PAB	485x545x60	15	35
VACS90	Vasca di fondo in acciaio plastificato per armadio CS109P	-	-	-
VACS120	Vasca di fondo in acciaio plastificato per armadio CS106P	1025x545x60	33	70
VACS60X	Vasca di fondo in acciaio inox per armadio CS103P, CS104P/2C, CS104P/3C, CS104P/4C, CS106PAB	485x545x60	15	35
VACS90X	Vasca di fondo in acciaio inox per armadio CS109P	-	-	-
VACS120X	Vasca di fondo in acciaio inox per armadio CS106P	1025x545x60	33	70
VA60PP	Vasca di fondo in polipropilene per armadio CS103P, CS104P/2C, CS104P/3C, CS104P/4C, CS106PAB	485x545x60	15	35
VA90PP	Vasca di fondo in polipropilene per armadio CS109P	-	-	-
VA120PP	Vasca di fondo in polipropilene per armadio CS106P	1025x545x60	33	70
ZOCPALCS60	Sistema zoccolo per armadio da 60	-	-	-
ZOCPALCS90	Sistema zoccolo per armadio da 90	-	-	-
ZOCPALCS120	Sistema zoccolo per armadio da 120	-	-	-
SE1000	Serratura con codice digitale	-	-	-
TIM24	Timer giornaliero	-	-	-
ALLARME	Sistema di allarme porte aperte	-	-	-
ALL1250	Allarme porte aperte in presenza di CE1250	-	-	-

VENTILAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (LxPxA) mm
2CP104	Sistema di aspirazione per armadio da 60	600x600x300
2CP109	Sistema di aspirazione per armadio da 90	900x100x300
2CP106	Sistema di aspirazione per armadio da 120	1140x600x300
DIAM125BPCE	Elettroaspiratore in box metallico cablato completo di interruttore ON/FF e portafiltro, con controllo velocità, portata e contaore – uscita diametro 125mm (filtro non incluso, consigliabile convogliarlo all'esterno)	290x290x270
DIAM125BP	Elettroaspiratore in box metallico cablato completo di interruttore ON/FF e portafiltro – uscita diametro 125mm (filtro non incluso, consigliabile convogliarlo all'esterno)	290x290x270
RSOLCA	Filtro a carboni attivi per acidi (consigliabile sostituirlo almeno una volta all'anno)	235x110x15
GFKIT125	Kit di connessione esterna (1m di tubo diametro 125mm e 2 morsetti)	Ø 125 mm L 1000 mm
CFNCE	Sistema di aspirazione molecolare certificato secondo norma NFX15-211 con controllo velocità, portata e contaore (filtro non incluso)	570x500x250
CFNL	Sistema di aspirazione molecolare senza allarme (filtro non incluso)	570x500x250
CSBE	Filtro a carboni attivi per acidi, prefiltro incluso (consigliabile sostituirlo almeno una volta all'anno)	510x400x60
CSPF	Prefiltro (presente in tutti i filtri)	510x400x15
RFCS60	Filtro per armadio CS PLUS	290x235x16
RFCS90	Filtro per armadio CS 90 PLUS	435x235x16
RFCS60F	Filtro formalina per armadio CS PLUS	290x235x16
RFCS90F	Filtro formalina per armadio CS 90 PLUS	435x235x16
CS0500M	Allarme elettronico mancanza aspirazione	-



Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova
Tel 049 2021144 - Fax 049 2021143
www.zetalab.it - info@zetalab.it

Zetalab.it
Distribuito da: **Zetalab s.r.l.**