



LA PERFEZIONE IN LABORATORIO: SEMPLICEMENTE GENIALE.

Giotto è da sempre considerato il padre del cerchio perfetto e la perfezione che si cela dietro questa semplice figura, è piena di sfaccettature. Con questo nuovo banco, vogliamo dimostrare che talvolta la perfezione non è sofisticata, ma bensì, come constatato da Giotto, può essere pulita ed essenziale come un cerchio.

Da questo concetto, **nasce il primo banco centrale da laboratorio rotondo: innovativo nel design e nel suo utilizzo.**

Giotto è volto a garantire il **massimo dell'ergonomia** all'interno dello spazio di lavoro e, grazie alla totale mancanza di spigoli, rende **accessibilità di operazione in qualsiasi punto.**

Il **"totem"**, posizionato al centro del banco è equipaggiabile con **tutti i servizi necessari** e personalizzabile dal cliente secondo le proprie esigenze: fluidi, elettricità e dati.

La colonna centrale è dotata anche di un braccio aspirante che permette il suo utilizzo a 360° sulla superficie del piano di lavoro.

Per quanto concerne la costruzione, Giotto è composto da 4 frame in tubolari d'acciaio verniciato con vernice epossidica nei quali è possibile inserire dei mobiletti con antine o cassette ed è **disponibile in due versioni: tondo e con isola centrale.**

Totem servizi

*Optional:
braccio
aspirante
utilizzabile
a 360°*

*Spazio
per mobiletti*



IL PRIMO BANCO CENTRALE ROTONDO DA LABORATORIO

La versatilità di questo banco è totale, in quanto riesce a trovare spazio in tutti settori: dall'educational all'industriale, dal chimico alla ricerca e sviluppo.

Giotto

AS[®]
EM








*Sistema
di aspirazione mobile*






PERFECTION IN THE LABORATORY



Isola centrale



Distribuito da:
Zetalab s.r.l.

Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova
Tel 049 2021144 - Fax 049 2021143
www.zetalab.it - email: info@zetalab.it

Zetalab.it