

Wärmeschrank, LAT Drying Ovens

Tischgerät, zum Bebrüten von Abklatsch- und Eintauchobjekträgern oder herkömmlichen Petrischalen, inkl. Einsatzgestell.

- 25°C bis 45°C
- $\pm 1^\circ\text{C}$
- 220 V / 110 V / 12 V
- 26 W
- Schutzklasse II
- Thermometer im Gerät
- Plexiglasfrontscheibe
- Außen B x H x T: 310 x 155 x 168 mm
- Innen B x H x T: 220 x 120 x 150 mm

Artikel

Wärmeschrank LATURA

Best.-Nr.

3-418050000

