

Mascherine protettive: DFMFFP2

Mascherine respiratorie per la protezione contro le particelle volatili, fornita senza valvola. Sono mascherine mono uso che proteggono dalla contaminazione di naso, bocca e dalla inalazione di particelle fini. Mascherine soft, flessibili, comode e confortevoli con elastico e stringi naso. Secondo Normativa EN149:2001 + A1:2009.



Caratteristiche tecniche:

- Mascherina auto-filtrante con elastico
- Classe FFP2 senza valvola
- Mascherina a triplo strato
- Ferretto stringi naso
- Forte potere filtrante dalla contaminazione
- A bassa resistenza respiratoria
- Anatomiche e leggere
- Strato interno non tessuto di alta qualità

Modello	DFMFFP2
Classe	FFP2 – KN95
Normativa	EN149:2001 + A1:2009
Misura	Taglia unica
Struttura	A triplo strato forma morbida
Confezione	5 pezzi

Ricordiamo che le mascherine devono essere personali e utilizzate al massimo per la durata di un turno lavorativo.

Inoltre devono comunque essere sostituite immediatamente quando risultano danneggiate o visibilmente contaminate.

