

# STERILIZZATRICI AD ARIA CALDA TAU: 1,6, 6, 18 LITRI



Camera di sterilizzazione interamente realizzata in acciaio inox 18/8 lucido, inattaccabile dalla corrosione e praticamente eterna.



Fiancate e retro in lamiera di acciaio verniciata con polvere epossidica.



- TAU STERIL 1,6 - sterilizzatrice a secco
- TAU STERIL 6 - sterilizzatrice a secco
- TAU STERIL 18 - sterilizzatrice a secco

Le sterilizzatrici a secco TAU sono state studiate per soddisfare le necessità quotidiane di uno studio medico. Estremamente robuste, totalmente automatiche, garantiscono la sterilizzazione in assoluta sicurezza.

**TAU 1,6 e 6** Modelli compatti con doppia parete ed isolamento interno. Realizzati esternamente in lamiera d'acciaio verniciata a forno ed internamente in acciaio inox 18/8 (controcooperchio, camera di sterilizzazione e bacinella perforata estraibile).

**TAU 18** completa di fusibili di sicurezza, spie di controllo di timer e termostato, cavo di alimentazione, tre ripiani (375x200 mm) e pinza per estrazione.

| CARATTERISTICHE TECNICHE | TAU 1.6  | TAU 6         | TAU 18        |
|--------------------------|--|---------------|---------------|
| Dimensioni interne (mm): | 245x115xh 55   | 385x170xh 90  | 375x230xh 200 |
| Dimensioni esterne(mm):  | 310x180xh180   | 495x310xh 220 | 440x310xh 380 |
| Peso:                    | 5 kg   | 10,5kg        | 14 kg         |
| Alimentazione:           | 220V   | 220V          | 220V          |
|                          | 110V disponibile su richiesta                        |               |               |
| Assorbimento:            | 250 W  | 400W          | 600 W         |
| Fusibili:                |  |               | 3,15 A        |
| Termostato:              | Bulbo automatico con autoregistrazione da 90° a 200° |               |               |
| Timer:                   | da 0 a 120 minuti                                    |               |               |
| Termometro:              | alta precisione                                      |               |               |
| Produzione italiana      |  |               |               |

Distribuito da:

Zetalab s.r.l.

Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova

Tel. 049/2021144 - Fax 049/2021143

www.zetalab.it - info@zetalab.it