

# Scheda tecnica ZL415

Protezione Occhi - Visiere

## VISIERA PROTETTIVA IN POLIESTERE, ANTIAPPANNAMENTO E ANTIRIFLESSO, CERTIFICATA CE EN 166, ELASTICO INCLUSO

Visiera protettiva realizzata in poliestere ed in materiale antiappannante e antiriflesso con elastico incluso, Mis. 25 x 310 x 230 H mm. E' lavabile e riutilizzabile e può essere indossata sopra agli occhiali. Colore trasparente. Schermo protettivo leggero e portatile. Impermeabile e antipolvere.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Fascia in schiuma per il massimo comfort. Spugna comoda, fascia elastica alta, comoda da indossare.
- La fascia in schiuma ipoallergenica può assorbire il sudore e offrire spazio sufficiente per occhiali da vista o occhiali di sicurezza.
- La fascia saldata conferisce allo scudo viso maggiore resistenza e affidabilità.
- Senza latex
- Leggero, comodo e veloce da indossare.
- Lavabile e riutilizzabile dopo la disinfezione.
- Eccellente protezione contro potenziali contaminazioni da agenti patogeni nel sangue, fluidi corporei o schizzi chimici dannosi.
- Certificata CE, EN 166



### COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO:

La visiera è costituita da uno schermo e un dispositivo fisso. Lo schermo è realizzato in poliestere ad alto materiale molecolare e il dispositivo fisso è costituito da un elastico.

### IDEALE PER:

Isolare efficacemente goccioline, aerosol, polvere e spruzzi di liquidi, proteggere occhi, naso e bocca e prevenire efficacemente l'intrusione di virus.



I dati tecnici e le caratteristiche sono indicative e non impegnano il fabbricante.