



TAVOLO OPERATORIO VETERINARIA

COD: 80301

Descrizione

Tavolo operatorio per veterinaria con sollevamento elettrico (82/102 cm), struttura in acciaio verniciato a forno e piano in acciaio inox AISI 304 (120x56 cm) con foro e bacinella raccogli liquidi sul lato inferiore.

Trendelenburg 15° e antitrendelenburg fino a 15°.

Gancio laterale per immobilizzare gli animali.

Produzione Italiana.

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: 118 x 56 x h 85/102 cm
- Peso: 50 kg
- Carico massimo: 90 K