



## TAVOLO VISITA VETERINARIA

COD: 80300

### Descrizione

#### Adatto per applicazioni Veterinarie

**Tavolo per visita veterinaria** con struttura in acciaio verniciato, piano in acciaio inox AISI 304 15/10 con foro e bacinella raccogli liquidi sul lato inferiore.

Gancio laterale per immobilizzare gli animali.

Produzione Italiana.

#### Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: 120 x 60 x h 85 cm
- Peso: 24 kg
- Portata: 60 kg