

## Accessori per ARMADI FIRE



**NEW**

### NEW COLDY



**NEW COLDY**  
per armadi di sicurezza resistenti al fuoco



#### → CARATTERISTICHE TECNICHE:



- Categoria del modello di frigorifero: 2
- Classe di efficienza energetica: A+
- Consumo annuo di energia (AEc) in kWh / anno:  
consumo di energia di 99,19 kWh / anno
- Capacità netta (volume): 35 litri
- Senza brina: non applicabile; dispositivo senza sistema antigelo
- Classe climatica: N (Questo dispositivo è destinato all'uso con una temperatura ambiente tra 16 °C e 32 °C)
- Emissioni sonore nell'aria in dB (A) re1 pW: 0 dB (A) re1 pW
- Dimensioni: 400 x 425 x 560 ( B x P x A)

## Accessori per ARMADI FIRE



**NEW**

## NEW COLDY



Rivenditore autorizzato:

Distribuito da: **Zetalab s.r.l.** [Zetalab.it](http://Zetalab.it)

Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova  
Tel 049 2021144 - Fax 049 2021143  
www.zetalab.it - email: info@zetalab.it