




# *Telstar<sup>®</sup> LyoQuest*

*Liofilizzatore da Laboratorio*



### Dimensioni (mm)



### Codici Modelli

C61644	LyoQuest -55 / 230 V 50Hz
C58201	LyoQuest -85 / 230 V 50 Hz
C61646	LyoQuest -55 / 230 V 60 Hz
C61647	LyoQuest -85 / 230 V 60 Hz
C61646	LyoQuest -55 / 208 V 60 Hz
C61647	LyoQuest -85 / 208 V 60 Hz
C61653	LyoQuest -55 PLUS / 230 V 50Hz
C61654	LyoQuest -85 PLUS / 230 V 50 Hz
C61655	LyoQuest -55 PLUS / 230 V 60 Hz
C61656	LyoQuest -85 PLUS / 230 V 60 Hz
C61655	LyoQuest -55 PLUS / 208 V 60 Hz
C61656	LyoQuest -85 PLUS / 208 V 60 Hz

### Dati Tecnici

Caratteristiche	Unità	LyoQuest		LyoQuest Plus	
		LyoQuest -55	LyoQuest -85	LyoQuest -55	LyoQuest -85
Capacità di condensazione	kg	5 (5 kg/24h)	5 (5 kg/24h)	8 (5 kg/24h)	8 (6 kg/24h)
Temperatura finale del condensatore*	°C	<-55	<-85	<-55	<-85
Numero dei compressori	-	1	2	1	2
Peso dell'unità	kg	65	70	65	70
Potenza assorbita	kW	1,1	1,4	1,1	1,4

\*Tutti i dati sono riferiti in ambienti con temperature fino a +21°C

### Accessori

Camere standard (permettono il controllo di temperatura da ambiente fino a +70°C)

Codice	Accessori	Descrizione
C62302	Camera standard	Camera cilindrica in vetro con 3 vassoi riscaldabili per prodotti sfusi
C61660	Camera standard con manifold a 8 vie	Camera cilindrica in vetro con 3 vassoi riscaldabili per prodotti sfusi con manifold a 8 vie con valvola (per beute, bottiglie a collo largo con filtro, passo 29/32)
C61659	Camera standard con sistema di chiusura	Camera cilindrica in vetro con 3 vassoi riscaldabili con sistema di chiusura manuale per fiale e vials
C58913	Camera standard con Manifold a 8 vie con sistema di chiusura	Camera cilindrica in vetro con 3 vassoi riscaldabili con sistema di chiusura manuale per fiale e vials e con manifold a 8 vie con valvola (per beute, bottiglie a collo largo con filtro, passo 29/32)

Camere di grande capacità (permettono il controllo di temperatura da ambiente fino a +70°C)

Codice	Accessori	Descrizione
C7852	Camera di grande capacità	Camera cilindrica in vetro con 3 vassoi riscaldabili per prodotti sfusi
C7852+ C7904	Camera di grande capacità con sistema di chiusura	Camera cilindrica in vetro con 3 vassoi riscaldabili con sistema di chiusura manuale per fiale e vials

### Manifold

Codice	Accessori	Descrizione
C70205	Manifold a 8 ingressi	8 supporti con 8 valvole a 3 vie in gomma (per palloni o bottiglie a collo largo con filtro passo 29/32)
C7917	Manifold a 40 ingressi	40 supporti per tubi da 13mm di diametro (per fiale)
C62332	Piatto adattatore per manifold e camera di grande capacità	Adattatore per manifold e camera di grande capacità da posizionare sull'unità base
C61683	Vassoio di sgocciolamento	Vassoio di protezione da condensa

Distribuito da:  
**Zetalab s.r.l.**

Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova  
Tel 049 2021144 - Fax 049 2021143  
www.zetalab.it - email: info@zetalab.it

**Zetalab.it**