

SETACCIATORE ROTATIVO GLOBE

IG/GLOBE

SETACCIATORE ROTANTE "GLOBE" PER FARINE, CAFFE',
CEREALI, PLASTICHE ecc. adatto alla perfetta setacciatura di
polveri o granulati.

Capacità max 8 Setacci h 1/2 Standard + F/C.

Completo di:

Interruttore Generale

Pulsanti Start - Stop

Timer Autoriprogrammabile a scala variabile

Caratteristiche costruttive:

- Piano porta Setacci diam. 50 - 75 - 100 - 120 - 150 - 200 mm.
- Piano portante interno, in profilato di acciaio trattato, verniciato anti-acido
- Sistema di chiusura rapido della cascata di Setacci
- Protezione esterna in lamiera di acciaio di adeguato spessore e trattata e verniciata anti-acida con resina epossidica



- Piano porta setacci in fusione di AL trattato
- Aste di allineamento in tubolare di acciaio inox a spessore
- Dispositivo di bloccaggio realizzato in AL anodizzato



Modello	Dimensioni	Capacità	Peso	Alimentazione
Mod.	Mm.	Setacci	Kg.	V
IG/GLOBE	600*400*400	8 1/2stand.	35	220-50Hz