

## Bilancia conta pezzi PCE-BSK 1100

**Bilancia conta pezzi con funzione conta pezzi / Possibilità di utilizzo delle batterie per uso mobile / Livella integrata /  
Interfaccia RS-232 / Adatta per uso mobile**

La bilancia conta pezzi è adatta al lavoro giornaliero in un laboratorio. Oltre alla funzione base di pesatura, la bilancia conta pezzi è dotata della funzione conta pezzi. Grazie a questa funzione, è possibile determinare, ad esempio, il numero di viti contenute in una scatola. Questa funzione consente di usare la bilancia conta pezzi anche nel settore della logistica. Per poter usare questa bilancia in luoghi scarsamente illuminati, abbiamo dotato il display della bilancia della funzione di retroilluminazione.

Oltre a tutte queste funzioni, la bilancia conta pezzi dispone di un'interfaccia RS-232, grazie alla quale può trasferire i valori di misura a un PC. La bilancia conta pezzi può essere utilizzata in forma mobile o fissa. Per utilizzarla in forma mobile, è necessario inserire 3 batterie da 1,5V del tipo AA.

- Computo dei pezzi
- Interfaccia RS-232
- Display retroilluminato
- Alimentazione a batterie per uso mobile
- Livella integrata
- Alta precisione

### Specifiche tecniche

Range di misura	0 ... 1100 g
Risoluzione	0,01 g
Ripetibilità	± 0,02 g
Linearità	± 0,03 g
Protezione antivento	No
Dimensioni del piatto di pesata	Ø 130 mm
Dimensioni	270 x 200 x 80 mm
Peso	2 kg

### Altre specifiche

Calibrazione	Esterna
Condizioni operative	17,5 ... 22,5 °C, 85% U.R. senza condensa
Interfaccia	RS-232
Alimentazione con batterie	3 x 1,5V tipo AA
Alimentazione con rete elettrica	Ingresso: 100 ... 240 V, 50 / 60 Hz Uscita: 6V, 500 mA

### Contenuto della spedizione

1 x Bilancia conta pezzi PCE-BSK 1100,  
1 x Alimentatore,  
Istruzioni per l'uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)