



## Tagliacampioni circolare 50 cm<sup>2</sup> PCE-FCS 50



### **Tagliacampioni circolare per campioni da 50 cm<sup>2</sup> / Robusto e compatto / 4 lame / Profondità 0-5 mm**

Il tagliacampioni circolare si distingue per le dimensioni compatte e la resistente struttura in acciaio. Con le quattro lame integrate nel tagliacampioni circolare è possibile tagliare in pochi secondi un campione di 50 cm<sup>2</sup> (cuoio, carta, pelle, tessuto, sughero, etc.). È sufficiente un quarto di giro per tagliare il campione dal materiale e misurarlo in base al peso per superficie.

- ▶ Robusto e compatto
- ▶ Quattro lame in acciaio integrate inox
- ▶ Spessore del materiale: 0 ... 5 mm
- ▶ Superficie del campione di 50 cm<sup>2</sup>
- ▶ Con blocco meccanico
- ▶ Adatto a molti materiali

Specifiche soggette a modifiche

## Specifiche tecniche

Spessore del campione	0 ... 5 mm
Superficie del campione	<b>50 cm<sup>2</sup></b>
Diametro del campione	79,8 mm
Struttura	Acciaio
Lame da taglio	Acciaio inox
Dimensioni	124 x Ø 124 mm
Peso	Circa 500 g

## Informazioni supplementari

Maggiori informazioni sul prodotto



Prodotti correlati



Specifiche soggette a modifiche