

Agitatore magnetico PCE-MSR 100

L'agitatore magnetico è ideale per mischiare fluidi composti da vari componenti, con differenti numeri di giri e garantire i migliori risultati. Gli agitatori magnetici permettono di agitare liquidi in contenitori aperti e chiusi. Questo consente di lavorare ad esempio con delle sostanze che richiedono essere isolate dall'ambiente. La semplice struttura dell'agitatore magnetico PCE-MSR 100 facilita molto la pulizia. Per non far funzionare i piccoli magneti, si usa una piccola ancorotta magnetica rivestita di plastica.

- Quantità max. agitolabile: 2 litri
- Numero di rotazioni: 0 ... 1250 rpm. regolabile
- Costruzione compatta
- Facile da usare

Specifiche tecniche dell'agitatore magnetico PCE-MSR 100

Numero di punti di agitolazione	1
Quantità agitolabile massima per punto di agitolazione	2 l
Quantità agitolabile max. (H ₂ O)	2 l
Numero di rotazioni:	0 - 1250 rpm
Lunghezza massima dell'ancoretta di agitolazione	30 mm
Dimensioni della superficie utile	Ø 145 mm
Dimensioni	Ø 185 x 75 mm
Peso	0.6 kg
Dimensioni del campo magnetico	Ø 7 x 30 mm
Range di temperatura ambientale consentito	20 ... 60 °C
Umidità relativa consentita	max 80 %

Contenuto della spedizione

1 x agitatore magnetico PCE-MSR 100, 1 x ancorotta di agitolazione, 1 x istruzioni