



Nuovi Campionatori d'aria SAS (Surface Air System) Super ISO 100/180 con Porta USB -C

- 01. PROGETTATI PER IL SEGMENTO FARMACEUTICO E OSPEDALIERO
- 02. PORTATILI E FACILMENTE POSIZIONABILI CON BATTERIA RICARICABILE DI LUNGA DURATA
- 03. FACILE GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DEI DATI
- 04. NUOVA VERSIONE CON PORTA MICRO USB

SAS SUPER ISO 100/180 con USB

Campionatori d'aria specifici per il segmento farmaceutico e ospedaliero. Portatili e facilmente posizionabili, funzionano con batterie ricaricabili di lunga durata. Gestione facile dei dati e conservazione direttamente sullo strumento o su PC. Nuova versione con porta Micro USB (USB Type C).

Caratteristiche principali:

Micro USB

- Esportazione via USB dei dati di campionamento in formato PDF non modificabile, protetto da password
- Una chiavetta per più strumenti: corrispondenza univoca tra SAS, numero di serie e cartella di archiviazione
- Esportazione dei dati di campionamento su file XML per l'integrazione nel sistema LIMS
- Esportazione/importazione di dati di configurazione (volumi, multi-programmi, operatori, siti di campionamento...)
- Possibilità di creare una configurazione adatta su uno strumento e copiarla facilmente su altri strumenti

Menu

- Nel menu principale è possibile selezionare i valori solo da elenchi esistenti di volumi (multi-cicli, siti di campionamento e operatori)
- Nel menu "Option" è possibile modificare i valori di elenchi esistenti (modifica, aggiungi ed elimina), ciascun elenco può contenere da 1 sino a 20 voci
- Multi password: Login Password, Admin Password, PDF Password
- Visualizzazione dello stato della batteria

Funzionalità CFR21 part 11

- Il software supporta la nuova funzionalità di accesso CFR21 part 11

Tastiera tattile

- Facile da usare con i guanti (a differenza del touch screen)
- Consente procedure di pulizia / sterilizzazione standardizzate con perossido di idrogeno vaporizzato (VHP)



Informazioni per l'ordine

Descrizione		Codice
SAS Super ISO 180 USB contact 55mm		710-2087
SAS Super ISO 100 USB contact 55mm		710-2088
SAS Super ISO 180 USB petri 90 mm		710-2089
SAS Super ISO 100 USB petri 90 mm		710-2090
Carica batteria		710-0993
Accessori	Conf. (pz)	
Testata di aspirazione in acciaio inox per piastre Petri da 90 mm	1	710-0878
Testata monouso sterile per piastre contact Ø 55 mm	40	710-0890
Testata monouso sterile per piastre Petri Ø 90 mm	40	710-0891
Testata di aspirazione in alluminio per piastre contact Ø 55 mm	1	710-0892
Testata di aspirazione in acciaio inox per piastre contact Ø 55 mm	1	710-0880
Testata di aspirazione in alluminio per piastre Petri Ø 90 mm	1	710-0886
Valigetta di trasporto in alluminio, custodia leggera	1	710-1697
Treppiede telescopico da pavimento	1	710-1857
Adattatore per piastre Petri da Ø 90mm	1	710-0882
Treppiede da pavimento in acciaio inox	A1	710-0889

Distribuito da:

Zetalab s.r.l.

Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova

Tel. 049/2021144 - Fax 049/2021143

www.zetalab.it - info@zetalab.it