

Spettrofotometro VIS ONDA TOUCH V-11 SCAN

Codice: 11000062



SCHEDA TECNICA

Prestazioni

Accuratezza fotometrica	$\pm 0,2$ (0 - 100) % T
Accuratezza lunghezze d'onda	± 1 nm
Banda passante	4 nm
Luce diffusa	< 0,1 % T
Range fotometrico	0 ... 200 % T
Range fotometrico abs	-0,3 ... 3 Abs
Range fotometrico conc	0 ... 9999,9 Conc
Range lunghezza d'onda	320 ... 1100 nm
Range misura (UV/Visibile)	Visibile
Risoluzione fotometrica	0,001
Risoluzione lunghezze d'onda	0.1 nm
Stabilità	$\pm 0,002$ Abs/hr (500 nm dopo 2 ore di warm-up)

Caratteristiche

Connessione	USB A - USB B - RS232
Display	Display a colori 5" touch, fixed, 480 x 272 px
Fotometria di base	Si
Gestione file	Si
Interfacce di comunicazione	Touch screen
Lingua	IT - EN - ES - DE - FR - PT
Memoria	236 kB (interna) espandibile con chiavetta USB
Quantitativa	Si
Rilevatore	Fotodiodi al silicio
Scansione spettrale	Si
Sistema ottico	Singolo raggio
Sorgenti	Tungsteno - alogeno
Supporto celle standard	Manuale 4 posizioni, cuv. cammino ottico 10 mm

Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

Utilità di sistema	Si
Vano campioni	Accessibile dall'alto e frontale
Verifica delle prestazioni	Si

Alimentazioni

Alimentazione	100 - 240 V
Potenza	75 W

Dimensioni e peso

Dimensioni (L x P x A)	456 x 360 x 185 mm
------------------------	--------------------