

# Stufa TCN 50 SUPER a convezione naturale

Codice: 41200502



## SCHEDA TECNICA

### Normative applicate

Garanzia	2 anni
Normative	2006/95/EC - 2004/108/EC - EN61326-1:2006 - EN61010-1:2010 - EN61010-2-010:2003

### Prestazioni

Capacità	50 L
Variatione della temperatura nello spazio a 150°C	±3,5 °C
Temperatura di lavoro	+5 Ta ... 300 °C
Tempo di riscaldamento a 150°C	16 m
Fluttuazione della temperatura a 150°C	±0,5 °C

### Caratteristiche

Carico massimo dei ripiani	15 kg
Classe di sicurezza	3.1
Sistema di sicurezza sovratemperatura	elettronico ed elettromeccanico
Numero di ripiani	2
Programmazione	8 programmi da 8 step ciascuno, 1 programma a singolo step e 1 programma multi-step fino a 64 step
Data Logger interno	Si
Scarico Dati	Si, tramite chiavetta USB
Numero massimo di dati internamente memorizzabili	200.000
Display	Touch screen
Grafico	Si
Storico operazioni	Si
Storico Allarmi	Si
Rampe di temperatura	Si
Multi-utente	Si
Interruttore Porta	Si

---

Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy

+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

Allarme apertura porta	Si, delay 5 minuti
Timer	99 : 59 hh:mm
Modo di funzionamento	Convezione naturale
Volume utile	50 L

## Alimentazioni

---

Alimentazione	230 V
Frequenza	50 - 60 Hz
Potenza assorbita	1000 W

## Dimensioni e peso

---

Dimensioni (L x P x A)	690 x 540 x 635 mm
Dimensioni interne	400 x 330 x 420 mm
Distanza minima utile tra i ripiani	50 mm
Peso	53 kg

---