

Bagnomaria ARGOLAB WB 22

Lt (con pompa) T max = 85°C

Codice: 41201612



SCHEMA TECNICA

Normative applicate

Normative	2006/95/EC - 2004/108/EC - EN61326-1:2006 - EN6101G-1:2010 - EN61010-2-010:2003
Garanzia	2 anni

Prestazioni

Temperatura di lavoro	+5 Ta...85 °C
Capacità	22L
Altezza Utile minima a coperchio chiuso	150 mm
Risoluzione Temperatura	0,1 °C
Fluttuazione della temperatura a 37°C	±0,1 °C
Variatione della temperatura nello spazio a 37°C	±0,2 °C
Volume Utile	22 L
Display	LCD
Timer	99 : 59 hh:mm
Classe di sicurezza	2
Modo di funzionamento	circolazione forzata
Pompa di ricircolo	Si
Portata pompa max [l/min]	12 l/min
Potenza assorbita	1100 W
Profondità vasca	200 mm
Sistema di sicurezza di sovratemperatura	Elettronico
Valvola di scarico	SI
Capienza rack	8 slot

Alimentazioni

Frequenza	50 - 60 Hz
Alimentazione	230 V

Dimensioni e peso

Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy

+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

Peso	19 kg
Dimensioni esterne	680 x 365 x 390 mm
Dimensioni imballo	450 x 800 x 570mm
Dimensioni Vasca Interne	500 x 295 x 200 mm
Dimensioni piatto di fondo	450 x 265 mm
