

# Shaker Incubatore SKI 8

Codice: 41202022



## SCHEMA TECNICA

### Prestazioni

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Potenza riscaldante          | 1000          |
| Protezione Over Temperature  | Si            |
| Temperatura di riscaldamento | + 5 Ta ... 60 |
| Velocità di agitazione       | 40 ... 300    |

### Caratteristiche

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Indicazione temperatura               | Si |
| Indicazione velocità                  | Si |
| Lunghezza massima ancoretta magnetica |    |

### Alimentazioni

|               |         |
|---------------|---------|
| Alimentazione | 230     |
| Frequenza     | 50 / 60 |

### Dimensioni e peso

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Dimensioni (L x P x A) | 610 x 840 x 540 |
| Peso                   | 55              |