

MFJ SIGNOR FOGGER JUNIOR

Generatore di nebbia per industrie farmaceutiche

Descrizione dello strumento

L'innovativo generatore di nebbia MFJ è stato sviluppato specificamente per le esigenze dell'industria farmaceutica. Grazie alle sue dimensioni compatte si adatta facilmente a qualsiasi banco di lavoro e consente una rappresentazione precisa ed efficace dei flussi d'aria negli ambienti controllati.

La tecnologia consolidata dello strumento garantisce facilità d'uso e affidabilità operativa. Il generatore permette di visualizzare chiaramente i movimenti dell'aria, facilitando le attività di verifica dei flussi e di qualificazione ambientale.

Principali vantaggi

- Produzione di nebbia fine per la visualizzazione dei flussi d'aria
- Supporto ai test di flusso e alla qualificazione ambientale
- Pompa integrata che garantisce livello ottimale dei nebulizzatori
- Qualità della nebbia costante per tutta la durata dell'utilizzo
- Progettato per ambienti puliti e ultra puliti
- Controllo completo tramite telecomando anche con unità posizionata in isolatori chiusi
- Funzionamento con acqua altamente purificata (WFI) senza residui



MFJ SIGNOR FOGGER JUNIOR

Generatore di nebbia per industrie farmaceutiche

Liquidi utilizzabili

Il sistema utilizza acqua altamente purificata come: acqua per preparazioni iniettabili (WFI), acqua deionizzata (DI) o acqua distillata. L'utilizzo di tali liquidi consente la generazione di nebbia senza residui.

Dotazione del kit base

- MFJ – generatore di nebbia
- Tubo di nebbia (3 metri di lunghezza, diametro 85 mm)
- Telecomando
- Connettore di alimentazione
- Chiave a brugola da 8 mm
- Valigia di trasporto

Specifiche tecniche – Confronto modelli

Parametro	Mr Fogger Senior	Mr Fogger Junior
Peso totale	24,5 kg	13 kg
Dimensioni	345 × 335 × 520 mm	245 × 244 × 257 mm
Numero nebulizzatori ultrasonici	45	20
Tempo di lavoro alla massima potenza	45 minuti	35 minuti
Capacità serbatoio acqua	6 litri	2 litri
Liquidi utilizzabili	Acqua WFI, DI, distillata	Acqua WFI, DI, distillata

