

THERMOFOCUS - mod. 0700 - frontale a distanza

Codice:	25570
Categoria:	Termometri a distanza
NSIS:	114680
CND:	V03010199
Unità di vendita:	1 pz.
Quantitativi minimi:	1



Descrizione: I termometri più avanzati del mondo! THERMOFOCUS® legge sulla superficie della pelle grazie agli infrarossi e calcola con precisione la temperatura corporea.

- Senza contatto: mai a contatto per evitare qualsiasi rischio di contagio.
- Non invasivi: non richiedono la collaborazione del paziente
- Precisi: un sofisticato microprocessore garantisce un'elevata precisione.
- Economici: non necessitano di costose sonde monouso
- Pochi secondi: tempo per misurare e leggere la temperatura

Totalmente igienico, senza contatto diretto. E' sufficiente avvicinare il termometro al centro della fronte e rilasciare il pulsante di attivazione. Può anche essere utilizzato per la misurazione della temperatura di oggetti, come ad esempio il biberon dei neonati.

Caratteristiche tecniche:

- Campo di misurazione frontale: 34.0/42.5 °C (93.2/108.5°F)
- Campo di misurazione (fronte esclusa): 1.0/55.0 °C (33.8/131 °F)
- Temperatura di utilizzo ambientale: da 16 a 40 °C (60.8/104.0 °F)*
- Precisione: 0.1 °C (0.2 °F)
- Livello di precisione ASTM E 1965-98:
 - da 34 a 35.9 °C (93.2/96.6 °F)= +/-0,3 °C (+/-0,5 °F)
 - da 36 a 39 °C (96.8/102.2 °F)= +/-0,2 °C (+/-0,4 °F)
 - da 39.1 a 42.5 °C (102.4/108.5 °F)= +/-0,3 °C (+/-0,5 °F)
- Distanza necessaria per le misurazioni: 3 cm (1.2 pollici) stabilita tramite lettura ottica
- Batterie: 4xAAA (1.5V) incluse
- Peso: 99g
- Dimensioni: 165 x 40 x 22 mm
- Prodotto in Italia

*Il termometro può anche essere utilizzato in ambienti con una temperatura compresa tra 5 e 16 °C (41/60.8 °F), ma la precisione non è garantita.

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.

Zetalab

Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143
Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it