


Elettrodo ISE Cianuro



Descrizione

Elettrodo ione selettivo di Cianuro (CN⁻)

- La nuova gamma di elettrodi di ultima tecnologia.
- Elettrodi compatti, senza manutenzione.
- Senza elettrolita interno nè membrana di ricambio.
- Nuove membrane più sensibili e più durature di quelle classiche.
- Disponibili in due versioni: con connettore S7 ed a cavo fisso con connettore BNC

Importante:

Gli elettrodi I.S.E. sono indicatori e per misurare necessitano di un elettrodo di riferimento

Specifiche

Ione

CN⁻ e I⁻

Scala di misura

(CN⁻) 0.03 mg/l ...0.26 g/l

(I⁻) 0.06 mg/l...130 g/l

Condizioni

(CN⁻) pH 11...13

(I⁻) pH 2...12

Vedi anche

Codice Descrizione

50 44 Elettrodo di riferimento, per applicazioni ISE, con Acetato di Litio 0.1M, con cavo da 1 m e connettore banana.

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.

Zetalab

Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143
Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it