



Bagno per istologia

Adatto per i tessuti inclusi in paraffina provenienti dai microtomi.

Vasca interna in alluminio anodizzato in nero per facilitare la visibilità del materiale contenuto, custodia esterna in acciaio verniciata con polvere epossidica antiacida, nell'intercapedine tra la vasca e l'esterno viene messa della fibra di vetro per contenere al massimo la dispersione del calore mantenendo uniforme la temperatura, la quale è regolata e controllata da un termostato con sonda ad espansione del liquido.

Dati tecnici		BI
Capacità	lt	1,5
Classe di protezione	IP	54
Classe di sicurezza		0
Potenza riscaldante	W	250
Precisione		1,5
Temperatura	amb.	da +5 a +90
Dimensioni esterne	mm	330x95
Dimensioni interne	mm	200x60
Alimentazione	V/Hz	230/50-60
Peso	Kg	1,6
Codice		610.1030.00

ACCESSORI



Coperchio

Codice

610.1030.01