

Bilance elettroniche di precisione



XS Balance è il nuovo progetto di bilance Bormac per la misura più antica e usata nella storia dall'uomo. Il design fresco e accattivante, la semplicità di utilizzo e la grande affidabilità garantita dal marchio XS. Una serie di bilance multifunzione, adatte in laboratorio e nei processi produttivi, grazie alle molteplici funzionalità: conta-pezzi, determinazione del % e 21 differenti unità di misura selezionabili. La batteria interna ricaricabile garantisce massima trasportabilità della bilancia, e la cover di protezione permette di salvaguardare lo strumento.

Un ampio display luminoso, con tutte le indicazioni necessarie, renderà la vostra esperienza di misura semplice ed intuitiva: l'indicatore di stabilità indicherà il momento in cui la misura può essere registrata, mentre la barra luminosa crescente di capacità vi dirà al primo sguardo la capacità di pesata ancora disponibile. Vengono fornite con un equipaggiamento di serie completo e funzionale che comprende l'alimentatore e il peso esterno necessario per il controllo del corretto funzionamento. Su richiesta viene fornito il certificato di taratura per tutti i modelli (di serie sul modello BL 303), composto da prove di ripetibilità, linearità e carico decentrato.



Tastiera e display



Tastiera a tenuta di spruzzi



Teca con tre ante apribili

**BL 303**

Fornita di serie con la teca di protezione in vetro, di grandi dimensioni, con tre ante scorrevoli, per garantire un comodo utilizzo e una grande precisione in misura.

Fornita di serie con il certificato di taratura e n. 1 peso di controllo da 100 g classe M1.

Codice	Modello	Portata	Divisione	Riproducibilità	Linearità	Piatto di pesata
27000513	BL 303	300 g	0,001	0,001 g	± 0,003 g	ø 118

**BL 602**

Fornita con teca di protezione, facilmente rimovibile. Grazie al buco sul coperchio, è possibile pipettare senza dover rimuovere la teca. Ideale inoltre per contare piccoli pezzi, al riparo da disturbi esterni. **Fornita di serie con n. 2 pesi di controllo da 100 g classe M1.**

Codice	Modello	Portata	Divisione	Riproducibilità	Linearità	Piatto di pesata
27000323	BL 602	600 g	0,01	0,01 g	± 0,02 g	ø 118

**BL 2002**

Piatto di pesata largo, **cover** di protezione, semplicità di utilizzo e grande affidabilità rendono questa bilancia indispensabile per ogni laboratorio di analisi e controlli di produzione. **Fornita di serie con n. 1 peso di controllo da 1 Kg classe M1.**

Codice	Modello	Portata	Divisione	Riproducibilità	Linearità	Piatto di pesata
27000313	BL 2002	2000 g	0,01	0,01 g	± 0,02 g	188 x 148

**BL 3001**

Piatto di pesata largo, **cover** di protezione, semplicità di utilizzo e grande affidabilità rendono questa bilancia indispensabile per ogni laboratorio di analisi e controlli di produzione. **Fornita di serie con n. 1 peso di controllo da 1 Kg classe M1.**

Codice	Modello	Portata	Divisione	Riproducibilità	Linearità	Piatto di pesata
27000113	BL 3001	3000 g	0,1	0,1 g	± 0,2 g	188 x 148

**BL 6001**

Piatto di pesata largo, **cover** di protezione, semplicità di utilizzo e grande affidabilità rendono questa bilancia indispensabile per ogni laboratorio di analisi e controlli di produzione. **Fornita di serie con n. 2 pesi di controllo da 1 Kg classe M1.**

Codice	Modello	Portata	Divisione	Riproducibilità	Linearità	Piatto di pesata
27000123	BL 6001	6000 g	0,1	0,1 g	± 0,2 g	188 x 148

Accessori

27000863	Stampante RS-232
27000803	Cover protezione
27000903	Certificazione di taratura riferibile Accredia



Cover



Stampante

di Serie per tutti i modelli



Contapezzi



Unità di misura



Uscita RS-232



Percentuale



Batterie ricaricabili



Peso esterno di calibrazione



Alimentatore



Copertina antipolvere*

*solo con BL-2002, BL-3001, BL-6001



BL 602

