

Bagni ad olio



BO



BO-D

Serie BO/BO-D

Costruiti completamente in acciaio inox 18/8 a doppia parete con maniglie per il trasporto. Vasche interne stampate in un unico pezzo.

Il modello BO-D ha regolazione elettronica digitale della temperatura ad azione PID, sonda PT 100 ed entrambi hanno secondo termostato di sicurezza.

Il modello BO possiede un termoregolatore analogico.

Dati tecnici		BO-4	BO-12	BO-D16	BO-D24	BO-D30
Capacità	lt	6	13	3	6	13
Classe di protezione	IP	42	42	42	42	42
Classe di sicurezza		3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
Potenza riscaldante	W	1000	1400	400	1000	1400
Precisione		5	5	1	1	1
Temperatura	amb.	da +5 a +300	da +5 a +300	da +5 a +300	da +5 a +300	da +5 a +300
Dimensioni esterne	mm	305x260	390x340	205x290	305x290	390x340
Dimensioni interne	mm	220x150	250x200	160x160	220x150	280x200
Alimentazione	V/Hz	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Peso	kg	5,2	8,2	4,0	5,8	9,4
Codice		614.1033.03	614.1033.12	614.1035.02	614.1035.04	614.1035.12

ACCESSORI



Coperchio in acciaio ad anelli concentrici

	BO-D16	BO-4/BO-D24	BO-12/BO-D30
Codice	614.1035.00	610.1010.24	610.1010.32



Portaprovette a tre piani in acciaio con maniglia centrale

	BO-D16	BO-4/BO-D24	BO-12/BO-D30
	30 fori Ø21	36 fori Ø21	60 fori Ø21
Codice	212.9260.01	212.9260.03	212.9260.04